

Generatore di azoto Genius 1022

Applicazione: Q Exactive LC-MS/MS


Numero dell'articolo: 10-6022



Descrizione

Progettato per le applicazioni LC-MS/MS di Thermo Fisher Scientific, Genius 1022 fornisce una soluzione di gas compatta a singola fonte per la serie Q-Exactive di strumenti LC-MS/MS, fornendo 32 litri al minuto di azoto da laboratorio a 116 psi. Genius 1022 è costruito attorno alla tecnologia affidabile e comprovata della serie di generatori Genius di Peak Scientific. Progettati principalmente per applicazioni LC-MS/MS, si tratta di sistemi autonomi dotati di compressori integrati, che forniscono azoto di qualità da laboratorio a varie pressioni e portate richieste da numerosi strumenti.

- **Tipo di gas:** Azoto
- **Compressore integrato:** Sì
- **Tipi di applicazione:** Q Exactive LC-MS/MS



Caratteristiche principali

- Erega fino a 32L/min di azoto a 116psi
- Soluzione basata su compressore, non necessita di alimentazione d'aria esterna
- Richiesta una configurazione minima Fonte di azoto altamente economica con bassi costi di esercizio nel corso della vita
- Compressori di ultima generazione ad alta specificazione posizionati in camera coibentata, riducendo rumorosità e vibrazioni
- Indicazione del servizio per consentire la pianificazione della manutenzione preventiva
- Il gas viene fornito su richiesta, quindi il generatore funziona secondo i tuoi programmi Garanzia completa in loco di 12 mesi

Specifiche tecniche

Generatore di azoto Genius 1022	
Tipo di gas	Azoto
Flusso massimo di gas:	32L/min
Pressione massima in uscita:	116psi/8bar
Pressione massima in uscita:	116psi/8bar
Raccordo uscite gas:	1x 1/4" BSPP
Tempo di avvio:	30 mins
Consumo di energia:	Up to 1680 VA
Voltaggio:	230 ± 10% V
Frequenza:	50 / 60 Hz
Corrente:	7 A
Potenza termica:	5729 BTU
Temperatura operativa massima:	35°C / 95°F
Particelle:	<0.01µm
Accreditamenti:	CSA, FCC, CE
Dimensioni (AxLxP) in mm	713 x 600 x 750 mm
Dimensioni (AxLxP) in pollici	28,1 x 23,6 x 29,5 inches
Peso del generatore	95kg / 209lbs

[PEAK Protected]TM

I generatori di gas Peak Scientific definiscono il punto di riferimento in termini di affidabilità, praticità e prestazioni nei laboratori di tutto il mondo e sono coperti da una garanzia di 12 mesi. Oltre questo periodo, tuttavia, puoi assicurarti che il tuo investimento continui a essere **[protetto]** dalla nostra copertura completa per la cura dei generatori.

I nostri pacchetti di assistenza post-assistenza di prim'ordine offrono un programma di manutenzione preventiva programmata, assicurandoti al contempo un accesso immediato al supporto tecnico mondiale e una risposta prioritaria in loco in caso di guasto prematuro.

- Per ordinare parti visitare: www.peakscientific.com/ordering/
- Per i piani di servizio visita: www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific Italia
t: +44 141 812 8100
Per un elenco completo dei nostri in tutto il mondo sedi degli uffici, visitare:
Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com



0003