

Genius 3022

Nitrogen Generator

Numero dell'articolo: 10-6322




Descrizione

Progettato, progettato e costruito in collaborazione con Thermo Scientific per Q Exactive, il Genius 3022 ha capacità di pressione maggiori rispetto al suo generatore principale, il Genius 3020. Con due uscite di azoto separate, questo generatore può fornire due spettrometri di massa Q Exactive.



Tipi di applicazione

2x Q Exactive LC-MS/MS



Generator Details

- **Tipo di gas:** Azoto
- **Compressore integrato:** Sì

Caratteristiche principali

- Combina due unità Genius in una con la stessa qualità di output
- Ogni fornitura di gas è controllata manualmente ed è indipendente dall'altra
- Generatore serie 30 a flusso più elevato progettato per applicazioni LC-MS più affamate
- Soluzione basata su compressore, non necessita di alimentazione d'aria esterna
- Richiede una configurazione minima
- Fonte altamente economica di gas azoto con bassi costi di esercizio nel corso della vita
- L'ultima generazione di compressori situati in una camera coibentata che riduce rumore e vibrazioni
- Indicazione del servizio per consentire la pianificazione della manutenzione preventiva
- Il gas viene fornito su richiesta, quindi il generatore funziona secondo i tuoi programmi
- Le ruote facilitano le manovre del generatore all'interno del laboratorio
- Garanzia on-site completa di 12 mesi

Specifiche tecniche

Generatore di azoto Genius 3022	
Tipo di gas	Azoto
Flusso massimo di gas:	32L/min
Pressione massima in uscita:	116psi/8bar
Tipo di gas	Azoto
Flusso massimo di gas:	32L/min
Pressione massima in uscita:	116psi/8bar
Pressione massima in uscita:	116psi/8bar
Raccordo uscite gas:	2x 1/4" BSPP
Tempo di avvio:	30 mins
Consumo di energia:	2760 VA
Voltaggio:	230 ± 10% V
Frequenza:	50 / 60 Hz
Corrente:	12 A
Potenza termica:	9412
Temperatura operativa massima:	35°C / 95°F
Particelle:	<0.01 µm
Accreditamenti:	CE, CSA
Dimensioni (AxLxP) in mm	1322 x 600 x 850 mm
Dimensioni (AxLxP) in pollici	52 x 23,6 x 33,5 inches
Peso del generatore	189kg / 415,8lbs

[PEAK Protected]TM

Peak Scientific gas generators define the benchmark in reliability, convenience and performance in laboratories around the world, and come backed with a 12 month warranty. Beyond this period however you can ensure that your investment continues to be **[Protected]** by our comprehensive generator care cover.

Our world-class aftercare support packages deliver a program of scheduled preventative maintenance whilst giving you the reassurance of instant access to worldwide technical support and priority on-site response in the untimely event of a breakdown.

- For ordering parts visit: www.peakscientific.com/ordering/
- For service plans visit: www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific North America
Tel: +1-800-767-6532
Fax: +1-978-608-9503

Peak Scientific China
Tel: +86 21 5079 1190
Fax: +86 21 5079 1191
For a full list of our worldwide office locations, please visit:
Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

